

PlanDeal

Planmeca



DIE NÄCHSTE
RÖNTGENGENERATION

PLANMECA

VISO[®]
family

Planmeca Compact™ i Classic

Der moderne Klassiker für die allgemeine Zahnmedizin – eine ausgezeichnete Wahl, die sämtliche Funktionen für einen reibungslosen und komfortablen Arbeitsablauf umfasst. Die Behandlungseinheit ist auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und vereint die besten Eigenschaften der ergonomischen und praktischen Designlösungen von Planmeca.

Arztelement:

- 3-Funktions-Spritze Minibrigh
- 2 × BienAir MCX LED Mikromotor
- Lichtturbineneinrichtung
- Planmeca Piezon LED (EMS) ZEG
- Quick Connect Tray Gr. 2

Assistenzenelement:

- Kleiner und großer Sauger mit Dürr Handstücken
- Verstellbare Saugschlauchablage mit Bedienelement Flexy

Patientenstuhl:

- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz Ultra Relax

Gerätekörper:

- Speischale, blau
- Externe Nassabsaugung
- Planmeca WEK Wasserdesinfektion
- Verstellbare Saugablage an der Speifontäne
- Planmeca Solanna OP-Lampe

Inklusive 5-Jahres-Ersatzteilgarantie

Lackierung: weiß RAL 9016
Polsterfarbe: nach Wahl

	Art.-Nr.	Preis
Compact i Classic, Schwingbügel	266998 44.205,00	27.990,00
Compact i Classic, Schwebetisch	266999 44.971,00	27.990,00

Jetzt Behandlungseinheiten
bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/planmeca

Planmeca Somia USB-Intraoralkamera

Klein, handlich, für perfekte Bilder

- Neue Intraoralkamera von Planmeca
- Bedienung über integrierte Schalter (Standbild/Speicherung) oder Fußanlasser der Einheit
- USB-System
- Hohe Auflösung mit 5 MP/30 fps
- Abmessungen 176 × 22,5 × 21,7 mm
- Besonders leicht, Gewicht nur 33 g
- Makromodus
- Plug-and-play-Funktion
- 1-Nutzer-Romexis®-6-Bildbearbeitungssoftware 2D für Windows und MacOS mit offenen Schnittstellen

	Art.-Nr.	Preis
Planmeca Somia USB-Intraoralkamera	300920 2.405,00	1.760,00

~~44.205,00~~
27.990,00*

oder für nur **478,63 €** pro Monat leasen*



33 g

~~2.405,00~~
1.760,00

oder für nur **56,50 €** pro Monat leasen*

Planmeca Compact™ i5

Bei der Entwicklung der Planmeca Compact i5 standen fünf zentrale Themen im Mittelpunkt: Design, Wohlbefinden, Hygiene, Konnektivität und Zukunftssicherheit. Diese Prinzipien sind in jedem Detail umgesetzt und machen die Planmeca Compact i5 zu der Behandlungseinheit, von der alle träumen.

Arztelement:

- 6-Funktions-Spritze Luzzani Minibrigh
- Lichtturbinenanschluss
- 2 × Mikromotor BienAir MCX LED
- Planmeca Piezon LED (EMS) ZEG
- Integriertes Tray

Assistenzenelement:

- Verstellbare Saugschlauchablage mit Bedienelement Flexy
- Kleiner und großer Sauger mit Dürr Handstücken

Wassereinheit:

- Anschluss für externe Nassabsaugung
- WEK Wasserdesinfektion
- Warmwasserboiler
- Integriertes Reinigungssystem für Absaugschläuche
- Speischale, blau

Patientenstuhl / Polster / Leuchte:

- Ultra Relax Polster
- Funkfußschalter
- Lampenaufbaustange und Solanna LED-OP-Leuchte

Inklusive 5-Jahres-Ersatzteilgarantie

	Art.-Nr.	Preis
Compact i5, Schwingbügel	267000 52.880,00	34.990,00
Compact i5, Schwebetisch	267001 53.646,00	34.990,00



Planmeca Pro50 Chair

Der Patientenstuhl für Premiumkomfort

Der Planmeca Pro50 Chair kombiniert Funktionalität, Flexibilität und zukunftsichere Details in einem schönen und zeitlosen Design. Er ist die ideale Wahl für diejenigen, die einen robusten und doch eleganten Patientenstuhl wünschen, und bietet ultimativen Komfort für Praxisteam und Patient*innen gleichermaßen. Nehmen Sie Platz!

	Art.-Nr.	Preis
Pro50 Chair	317837 46.474,00	12.490,00

~~53.646,00~~
34.990,00*

oder für nur **598,33 €** pro Monat leasen*

- **Leise und robust:** moderner, langlebiger Patientenstuhl mit leisen Motoren für eine ruhige Arbeitsumgebung
- **Ergonomisch:** weiter Höhenverstellungsbereich, schmale Rückenlehne für nahes Arbeiten
- **Patientenkomfort:** einklappbare Beinablage, Tragfähigkeit von 185 kg, komfortable Polsterung
- **Flexibler Arbeitsablauf:** stabiler Hubmechanismus, optionale Mobilität für einfachen Raumwechsel
- **Zukunftssicher:** zeitloses Design, robuste Metallkonstruktion für lange Lebensdauer

* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2024. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten. Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2024. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten. Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Planmeca ProX

Das einzigartige Planmeca ProX Designkonzept macht die intraorale Bildgebung einfacher und zuverlässiger als je zuvor.

Die automatische Übergabe der Belichtungsparameter ist in Kombination mit allen Sensoren und Folienscannern möglich, die über eine Twain-Schnittstelle verfügen.

Erfüllt § 114 der Strahlenschutzverordnung



	Art.-Nr.	Preis
ProX	267025	6.655,00 4.450,00

Planmeca ProScanner 2.0

Der Planmeca ProScanner 2.0 Speicherfolienscanner ist eine hochwertige Alternative für eine schnelle und zuverlässige intraorale Bildgebung. Mit intelligenten Designdetails und hervorragender Langlebigkeit unterstützt der Scanner den Arbeitsalltag in einer Zahnarztpraxis – und bietet eine unschlagbare Zuverlässigkeit.



	Art.-Nr.	Preis
ProScanner 2.0	273145	8.384,00 6.150,00

Jetzt Leasing-Angebote im Online-Shop anfragen plandent.de/planmeca



Planmeca ProSensor HD Doppel-Set

Der innovative Planmeca ProSensor HD Intraorsensor bietet eine einzigartige Kombination aus beispielloser Bildqualität, patientenorientiertem Design und Benutzerfreundlichkeit. Der Sensor wurde für eine lange Lebensdauer entwickelt und bietet eine Haltbarkeit, auf die man sich verlassen kann.

	Art.-Nr.	Preis
ProSensor HD Doppel-Set	300919	11.075,00 6.190,00



~~28.237,00~~
19.990,00*

oder für nur **345,83 €** im Monat leasen*

Planmeca ProOne

Unter Verwendung innovativer Technologien verbindet das Röntgengerät Planmeca ProOne umfangreiche diagnostische Möglichkeiten und eine überlegene Bildqualität mit kompakten Abmessungen und hoher Benutzerfreundlichkeit. Planmeca ProOne ist das gelungene Resultat jahrelanger Forschung, Erfahrung und Tradition im Bereich der dentalen Bildgebung.

	Art.-Nr.	Preis
ProOne	267027	28.237,00 19.990,00



~~33.142,00~~
ab **21.499,00***

oder ab **367,63 €** im Monat leasen*

Planmeca ProMax 2D S2

Planmeca ProMax® ist mit seinem einzigartigen SCARA-2- und SCARA-3-Arm eine umfassende Lösung für die maxillofaziale Bildgebung. Gestaltung und Bedienung realisieren neueste wissenschaftliche Erkenntnisse als technische Innovationen, um den höchsten Ansprüchen der modernen Radiologie zu genügen.

	Art.-Nr.	Preis
ProMax 2D S2	267889	33.142,00 21.499,00
ProMax 2D S2, Ceph Wechselsensor	267026	42.080,00 30.990,00

Planmeca ProMax® 3D Classic

Bei Planmeca ProMax® 3D handelt es sich um eine Produktfamilie mit herausragenden All-in-one-Geräten. Mit drei verschiedenen Arten dreidimensionaler Bildgebung – sowie Panorama-, extraoraler Bissflügel- und Fernröntgenbildgebung – erfüllen diese intelligenten Produkte alle Ihre maxillofazialen Bildgebungsbedürfnisse.

Inklusive:

- 3D-Rekonstruktionsrechner
- 2D Romexis Lizenz für 5 Nutzer*innen
- 3D Romexis Lizenz für 2 Nutzer*innen
- Prüfkörperset 2D und 3D
- Horizontale und vertikale Ausblendung
- Bissflügelpanoramaprogramme
- Planmeca CALM: korrigiert Bewegungsartefakte bei DVT-Aufnahmen

Hochpräzision: Alle Drucker der ProMax 3D-Familie bieten extrem präzise Druckergebnisse, ideal für Prototyping, Architekturmodelle und Detailarbeiten.

Vielseitigkeit: Die Geräte unterstützen eine breite Palette an Materialien, von Kunststoffen über Metalle bis hin zu speziellen Hochleistungspolymeren.

Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Bedienoberflächen und fortschrittliche Software ermöglichen auch Einsteiger*innen eine einfache Handhabung.

Skalierbarkeit: Von kompakten Modellen für kleinere Projekte bis hin zu großen, industrietauglichen Maschinen – die ProMax 3D-Familie bietet für jede Anforderung die passende Lösung.

Kosteneffizienz: Trotz hoher Qualität und fortschrittlicher Technologie sind die Drucker der ProMax 3D-Familie kosteneffizient und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Innovative Features: Zu den besonderen Funktionen gehören automatische Kalibrierung, Multi-Material-Druck und eine besonders schnelle Druckgeschwindigkeit.

Langlebigkeit: Robuste Bauweise und hochwertige Komponenten sorgen für eine lange Lebensdauer und minimale Wartung.

	Art.-Nr.	Preis
ProMax 3D Classic, Aufnahmevolumen: Ø 8 x 8 cm	279469	88.194,00 52.900,00
ProMax 3D Classic, Aufnahmevolumen: Ø 11 x 8 cm	267029	94.718,00 51.900,00

Volumen 11 x 8 cm
limitierte Stückzahl
zum absoluten
Sonderpreis

~~94.718,00~~
ab **51.900,00***

oder ab **877,11 €** im Monat leasen*



Jetzt Leasing-Angebote im Online-Shop anfragen plandent.de/planmeca



* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2024. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten. Preisadjustierungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und auf-preispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Planmeca Viso®

Die nächste Generation digitaler Bildgebung

Planmeca Viso® repräsentiert unsere Spitzenproduktlinie modernster DVT-Bildgebungssysteme. Die Geräte vereinen hervorragende Bildqualität mit außergewöhnlicher Benutzerfreundlichkeit und stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Kopf- und Halsbildgebung dar.

Inklusive:

- Romexis 6 Bildbearbeitungssoftware für Windows und MacOS mit offenen Schnittstellen
- 3D-Implantatplanungsmodul für 2 Nutzer*innen
- 2D-Lizenz für 5 Nutzer*innen
- Prüfkörperset 2D und 3D
- 3D-Rekonstruktionsrechner

Drei Geräte – die gleichen hervorragenden Eigenschaften

Die Planmeca Viso Produktfamilie umfasst drei herausragende DVT-Bildgebungsgeräte, die eine hervorragende Bildqualität bieten. Die Modelle unterscheiden sich hauptsächlich durch die verfügbaren Volumengrößen.

Virtuelle Live-Positionierung des Aufnahmebereichs

Die Patientenpositionierung erfolgt direkt über das Bedienfeld des Gerätes mittels integrierter Kameras und einer Live-Videoansicht. Dadurch ist der Patient in Echtzeit auf dem Bedienfeld sichtbar, was eine flexible und präzise Positionierung des Aufnahmebereichs ermöglicht. Darüber hinaus kann die Volumengröße frei eingestellt werden.

Intelligente Positionierungshilfe

Die Kopfstütze von Planmeca Viso sorgt für Stabilität, ohne den Patientenkomfort zu beeinträchtigen. Das durchdachte Design der Kopfstütze von Planmeca Viso G5 und G7 verdeckt bei 3D-Gesichtsaufnahmen nicht die Ohren der Patient*innen. Dank des Planmeca CALM® Algorithmus zur Korrektur von Bewegungsartefakten kann die Kopfstütze auch ohne Kinnstütze verwendet werden.

Korrektur von Bewegungsartefakten

Unser intelligenter Algorithmus Planmeca CALM zur Korrektur von Bewegungsartefakten bei 3D-Bildgebungsgeräten ist ideal für Patient*innen, die Schwierigkeiten haben, vollkommen still zu halten. Er macht wiederholte Aufnahmen überflüssig, indem er die Auswirkungen von Patientenbewegungen eliminiert.

Hochmoderne endodontische Bildgebung

Die endodontische Bildgebung erfordert eine hohe Auflösung, um selbst kleinste Details zu erfassen. Unser KI-basierter endodontischer 3D-Bildgebungsmodus der Planmeca Viso Serie löst dieses Problem, indem er klare und gleichmäßige DVT-Bilder liefert, die ideal für endodontische Anwendungen sind. Dieser Bildgebungsmodus ist sowohl für neue als auch für bereits installierte Geräte über ein Software-Update verfügbar.

	Art.-Nr.	Preis
Viso G3® , Aufnahmevermögen: Ø 20 x 10 cm	315645	68.900,00
Viso G5® , Aufnahmevermögen: Ø 20 x 17 cm	300918	99.900,00
Viso G7® , Aufnahmevermögen: Ø 30 x 30 cm	302986	132.990,00



ab **68.900,00***
oder ab **1.164,41 €** im Monat leasen*

CAD/CAM

~~28.226,00~~

19.900,00

oder für nur **344,27 €** pro Monat leasen*



Jetzt Leasing-Angebote
im Online-Shop anfragen
plandent.de/planmeca

Planmeca PlanMill

Hochpräzise Fräseinheit für die Zahnarztpraxis – Mit der Fräseinheit Planmeca PlanMill 35 kann Zirkoniumdioxid mit hochpräzisen Werkzeugen trocken gefräst werden, um exakte Restaurationen effizient herzustellen. Das Trockenfräsen von Zirkoniumdioxid optimiert den Arbeitsablauf erheblich, da das Material nach dem Fräsen nicht getrocknet werden muss.

Planmeca Emerald™ S

Extrem schnelles Scannen mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit
Planmeca Emerald™ S ist die neueste Premiumversion des Planmeca Emerald™ Intraoralscanners. Dieser innovative Scanner kombiniert bewährte Funktionen des ursprünglichen Modells mit erheblichen Verbesserungen in Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit, was die digitale Abdrucknahme erleichtert.

Er bleibt kompakt, autoklavierbar und einfach zu verwenden. Gleichzeitig bietet der Scanner Planmeca Emerald™ S beeindruckende neue Funktionen, darunter eine über zweifache Scan-Geschwindigkeit und automatische Datenbereinigung für ein besseres Scan-Erlebnis.

Die nahtlose Integration in Geräte und Software von Planmeca ermöglicht einen reibungslosen Workflow in Dentalkliniken und -praxen. Die offene Architektur erlaubt auch das problemlose Teilen von Scans mit Kolleg*innen und Spezialist*innen.

	Art.-Nr.	Preis
Emerald™ S inkl. Cariosity Tip	315320	28.226,00 19.900,00

Inklusive:

Planmeca Romexis CAD/CAM-Module-Lizenz im Wert von 637,00 €

Mit diesem Gerät können auch alle anderen bisher verfügbaren Materialien für Planmeca PlanMill Chairside-Fräseinheiten im Nassmodus gefräst werden. Der Wechsel vom Nass- zum Trockenfräsen oder umgekehrt erfolgt schnell und ohne zeitaufwendige Verfahren.

Das erweiterte Indikationsspektrum für das Chairside-Fräsen bietet Zahnarztpraxen eine hervorragende Lösung für alle ihre klinischen Befunde. Planmeca PlanMill 35 ist somit für jede Zahnarztpraxis die ultimative Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben.

	Art.-Nr.	Preis
PlanMill 35	312214	70.185,00 49.990,00

Inklusive:

Planmeca PlanCAD Easy – Mill only – Lizenz im Wert von 246,00 €



~~70.185,00~~
49.990,00
oder für nur **844,83 €** pro Monat leasen*

* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2024. **Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten. Preis Anpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.**

Compact™ i-Serie



**Barrierefreie
Lösungen für
ein strahlendes
Lächeln**

Erleben Sie die Planmeca Compact i-Serie – speziell entwickelt für höchsten Komfort und uneingeschränkte Zugänglichkeit.



Klappbare Fußstütze optional:
erleichtert das Ein- und Aussteigen



Drehbare Kopfstütze:
perfekte Anpassung an jede Behandlungsposition



Ergonomisches Design:
unterstützt eine komfortable und effektive Behandlung

Investieren Sie in zukunftssichere Technologie, die sowohl Patient*innen als auch das Praxisteam begeistert.

Ihre zentrale Kundenbetreuung

Telefon: +49 (0) 251 / 7775-586

Fax: 0800 / 7801-517

E-Mail: investitionsgueter@plandent.de

Mo.–Do.: 7.30–18.00 Uhr

Fr.: 7.30–16.30 Uhr

**Zeit sparen,
online bestellen:
Materialien, Instrumente
und Zubehör**
plandent.de/shop

Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Aktionsangebote sind nicht mit anderen Aktionen und individuellen Konditionen kombinierbar. Finanzierungsangebote vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskonditionen freibleibend. Vergleichspreise laut unverbindlicher Preisempfehlung der Plandent bzw. des Herstellers. Zwischenverkauf vorbehalten. Liefer- und Zahlungsbedingungen laut AGB. Geräte zzgl. Montagekosten. Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Gültig bis 31.12.2024

Postanschrift: Plandent GmbH & Co. KG, Schuckertstraße 21, 48153 Münster